


Anti-Txnip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3M7

Artikelnummer: CM0026063



Einführung

CamelBio bietet einen Kaninchen-anti-TXNIP polyklonalen Antikörper an, der für WB, IF/ICC, ELISA validiert ist. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TXNIP (~44 kDa). Funktionen bei oxidativem Stress, Zellzyklusarrest und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10628
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-166 von humanem TXNIP entspricht (NP_006463.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3M7
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel