


Anti-Txnl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Artikelnummer: CM0022924



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TXNL1 (Thioredoxin-ähnliches Protein 1), reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Für Forschungszwecke in der Redoxbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TXNL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9352
Gen-ID	9352
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-289 des humanen TXNL1 (NP_004777.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43396
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eispackung