


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Txnl4A-Antikörper Für Wb Und Elisa - P83876

Artikelnummer: CM0016977



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes TXNL4A (Thioredoxin-ähnliches Protein 4A, auch DIM1/U5-15kD). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Spliceosom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNL4A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10907
Gen-ID	10907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-142 des humanen TXNL4A (NP_006692.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P83876
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku