


Anti-Txnl4B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Artikelnummer: CM0028154



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TXNL4B (DLP/Dim2). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Beteiligt am prä-mRNA-Spleißen und am S/G2-Übergang.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TXNL4B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DLP; Dim2; TXNL4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54957
Gen-ID	54957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-149 von humanem TXNL4B enthält (NP_060323.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NX01
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel