

Anti-Tyk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

Artikelnummer: CM0021533



Einführung

Der TYK2 Kaninchen-pAb erkennt menschliches, murines und rattespezifisches TYK2 mittels Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Diese 134 kDa JAK-Familienkinase vermittelt Interferon- und Zytokinsignale und ist essentiell für die angeborene und adaptive Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TYK2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JTK1; IMD35; TYK2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7297
Gen-ID	7297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1102-1182 von humanem TYK2 (NP_003322.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29597
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel