

Anti-Tymp-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P19971

Artikelnummer: CM0016134



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TYMP (Thymidinphosphorylase/PD-ECGF), validiert für WB und ELISA in humanen und Rattenproben. Unverzichtbar für die Erforschung der Angiogenese und des Nukleosidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TYMP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1890
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P19971
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku