

Anti-Tyms Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Artikelnummer: CM0018583



Einführung

TYMS polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert menschliche und murine Thymidylatsynthase (TS, TMS, HST422), ein Schlüsselenzym bei der De-novo-Thymidylat-Biosynthese und in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TYMS Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7298
Gen-ID	7298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-313 der humanen TYMS (NP_001062.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P04818
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel