

Anti-Tyro3 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06418

Artikelnummer: CM0002124



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Tyro3 (Q06418), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellüberleben, Migration und viralen Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyro3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7301
Gen-ID	7301
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 791-890 von humanem Tyro3 (Q06418) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06418
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel