

Anti-Tyrosinase Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14679

Artikelnummer: CM0016599



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen menschliches Tyrosinase, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur Melaninbiosynthese und Pigmentierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyrosinase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tyrosinase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7299
GenID	7299
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-340 von menschlichem Tyrosinase (NP_000363.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14679
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel