

Anti-Tyrosinase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14679

Artikelnummer: CM0018725



Einführung

Tyrosinase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (60kDa) geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Ratte. Ziel ist das Melanin-Biosynthese-Enzym; ideal für Albinismus- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyrosinase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHEP3; Tyrosinase
Spezies	Human
GeneID (Human)	7299
GeneID	7299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-340 des humanen Tyrosinase-Proteins (NP_000363.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P14679
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche