


Anti-Tyrosin-Hydroxylase Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P Und Elisa - P07101

Artikelnummer: CM0005365



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humane Tyrosin-Hydroxylase (TH), geeignet für WB, IF, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Validiert für Forschungs- und Diagnoseanwendungen in Studien zur Katecholamin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyrosin-Hydroxylase Maus mAb
Bemerkungen/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Spezies	Human
GeneID	7054
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humaner Tyrosin-Hydroxylase
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07101
Protein-Gewicht	45-59 kDa
Versand	Eisbeutel