


Anti-Tyrosin-Hydroxylase Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P07101

Artikelnummer: CM0004093



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Tyrosin-Hydroxylase (TH, TYH). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Katecholamin- und Parkinson-Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyrosin-Hydroxylase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Spezies	Human
GeneID (Human)	7054
GeneID	7054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 411-528 der humanen Tyrosin-Hydroxylase (NP_954986.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07101
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel