


Anti-Tyrosin-Hydroxylase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Artikelnummer: CM0012881



Einführung

Hochwertiger Anti-Tyrosin-Hydroxylase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur Katecholamin-Biosynthese und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Tyrosin-Hydroxylase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tyrosin-Hydroxylase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7054
Gen-ID	7054
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 411-528 der menschlichen Tyrosin-Hydroxylase (NP_954986.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07101
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel