


Anti-Tyrosinhydroxylase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07101

Artikelnummer: CM0016247



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Tyrosinhydroxylase, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das geschwindigkeitsbestimmende Enzym der Katecholaminbiosynthese ab, geeignet für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tyrosinhydroxylase Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TYH; DYT14; DYT5b; Tyrosinhydroxylase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 411-528 der menschlichen Tyrosinhydroxylase (NP_954986.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07101
Proteingewicht	45-59 kDa
Versand	Eisbeutel