

Anti-U1A/Snrpa Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Artikelnummer: CM0008313



Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen U1A/SNRPA, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Forschung zu Spliceosomen und RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	U1A/SNRPA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6626
GenID	6626
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem U1A/SNRPA (P09012) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09012
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel