

Anti-U1A/Snrpa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09012

Artikelnummer: CM0025341



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen U1A/SNRPA gerichtet ist und in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Spliceosom und RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	U1A/SNRPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6626
GenID	6626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-282 von menschlichem U1A/U1A/SNRPA (NP_004587.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09012
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel