

Anti-U2Af1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01081

Artikelnummer: CM0017765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes U2AF1, die 35-kDa-Untereinheit des U2AF-Spleißfaktors. Für WB, IHC-P, IP und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des prä-mRNA-Spleißens und die diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	U2AF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7307
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen U2AF1 (NP_006749.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01081
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel