

## Monoklonaler Anti-U2Af2/U2Af65-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Artikelnummer: CM0009930



### Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes U2AF2/U2AF65 (P26368). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Spleißvorgängen und mRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | U2AF2/U2AF65 Kaninchen mAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Aliase | U2AF65; U2AF2/U2AF65                                                                                                                                     |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)    | 11338                                                                                                                                                    |
| GeneID             | 11338                                                                                                                                                    |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 376–475 von humanem U2AF2/U2AF2/U2AF65 (P26368) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                      |
| SWISS              | P26368                                                                                                                                                   |
| Proteingewicht     | 54 kDa                                                                                                                                                   |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                                |