

Polyklonaler Anti-U2Af2/U2Af65-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26368

Artikelnummer: CM0022389



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes U2AF2/U2AF65. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von Spleißen, der 3'-End-Prozessierung und des mRNA-Exports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	U2AF2/U2AF65-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11338
GeneID	11338
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 192-471 des humanen U2AF2/U2AF65 entspricht (NP_001012496.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26368
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku