

Anti-Uap1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16222

Artikelnummer: CM0010899



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes UAP1 (Q16222), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der UDP-GlcNAc-Biosynthese und der Signalübertragung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UAP1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6675
GeneID	6675
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen UAP1 (Q16222) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16222
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Ice-Bag