


Monoklonaler Anti-Uap56/Ddx39B-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Artikelnummer: CM0007990



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes UAP56/DDX39B (Q13838), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Rattenproteine. Rekombinantes Immunogen (AS 310-428). Ideal für die Erforschung des mRNA-Exports und des Spleißosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UAP56/DDX39B-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7919
Gen-ID	7919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 310-428 des humanen UAP56/DDX39B (Q13838) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13838
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel