


Anti-Uap56/Ddx39B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13838

Artikelnummer: CM0025422



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen UAP56/DDX39B (BAT1), eine 49 kDa Spleißosom-RNA-Helikase. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mRNA-Verarbeitung und -Export.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UAP56/DDX39B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Spezies	Human
GeneID (Human)	7919
GeneID	7919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 319-428 von humanem UAP56/DDX39B (NP_004631.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13838
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel