


Anti-Uba1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22314

Artikelnummer: CM0017867



Einführung

Hochwertiger Anti-UBA1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, Rattus-UBA1 (118 kDa). Ideal für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-System.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	A1S9; A1S1T; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-600 des humanen UBA1 (NP_695012.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22314
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel