


Anti-Uba1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Artikelnummer: CM0003989



Einführung

Hochwertiger UBA1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Ubiquitin-aktivierende Enzym E1 (P22314) für Forschung zum Ubiquitin-Proteasom-System und DNA-Reparatur ab.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	UBA1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliae	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7317
Gen-ID	7317
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 959-1058 von menschlichem UBA1 (P22314) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22314
Proteinmasse	118 kDa
Versand	Eisbeutel