


Anti-Uba1/7 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314 / P41226

Artikelnummer: CM0007828



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes UBA1 und UBA7 (UniProt P22314/P41226), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Geeignet für die Erforschung des Ubiquitin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA1/7 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7317/7318
Gen-ID	7317/7318
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22314/P41226
Proteingewicht	118 kDa/112 kDa
Versand	Eisbeutel