

Anti-Uba3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tbc4

Artikelnummer: CM0003660



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen UBA3 (NEDD8-aktivierendes Enzym E1 katalytische Untereinheit, 52 kDa). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Neddylierungsweg und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
Spezies	Human
GeneID (human)	9039
GeneID	9039
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-463 von humanem UBA3 (NP_003959.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBC4
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistasche