

Anti-Uba5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

Artikelnummer: CM0014309



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen UBA5 (Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 5) gerichtet ist, für den Einsatz in WB, IHC-P und ELISA an menschlichen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Ufmlyierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79876
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-404 von menschlichem UBA5 (NP_079094.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZZ9
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel