

Anti-Uba52 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62987

Artikelnummer: CM0003467



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches UBA52 (P62987). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt Ubiquitin-Ribosomales Fusionsprotein L40, geeignet für Forschung zur Ubiquitin-Signalweg und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA52 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7311
GenID	7311
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem UBA52 (P62987).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62987
Proteinmasse	15kDa
Versand	Eisbeutel