


Anti-Uba6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Artikelnummer: CM0026263



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen UBA6 (UBE1L2, E1-L2), ein Ubiquitin-aktivierendes Enzym. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA an humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg und zur Fruchtbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBA6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Spezies	Mensch
GenID	55236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem UBA6 (NP_060697.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	A0AVT1
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eisbeutel