

Anti-Ubac2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbm4

Artikelnummer: CM0015365

Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen Ubiquitin-assoziierte Domäne enthaltendes Protein 2 (UBAC2). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an ER-Phagie und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBAC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHGDHL1; UBAC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	337867
Gen-ID	337867
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 220-310 des menschlichen UBAC2 enthält (NP_001137544.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBM4
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel