

Anti-Ubac2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbm4

Artikelnummer: CM0023044

Einführung

Hochwertiger Anti-UBAC2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem UBAC2, einem ER-Phagie-Rezeptor und Wnt-Signalweg-Regulator. Essentiell für Autophagie- und Lymphozyten-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBAC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHGDHL1, UBAC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	337867
GeneID	337867
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-310 von humanem UBAC2 (NP_001137544.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NBM4
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel