

Anti-Ubash3B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

Artikelnummer: CM0030893



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen UBASH3B (STS-1/TULA-2) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalgebung und Ubiquitinierungspfade. 73kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBASH3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Spezies	Mensch
Gen-ID	84959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem UBASH3B (NP_116262.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TF42
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel