

Monoklonaler Anti-Ube1L / Uba7 Antikörper Für Wb, Elisa - P41226

Artikelnummer: CM0006532



Einführung

Hochwertiger kanin monoklonaler Antikörper gegen humanes Ube1L/UBA7 für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ISG15-Konjugation und antiviralen Immunität. – 112 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ube1L / UBA7 Kanin mAb
Bemerkungen/Aliase	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7318
Gen-ID	7318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem Ube1L / UBA7 (NP_003326.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41226
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel