

Anti-Ube2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49459

Artikelnummer: CM0028914



Einführung

Anti-UBE2A Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten UBE2A (RAD6A, 17kDa). Ideal für Studien zum Ubiquitin-Weg, Chromatin-Regulation und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7319
Gen-ID	7319
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-152 von humanem UBE2A enthält (NP_003327.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49459
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel