

Anti-Ube2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63146

Artikelnummer: CM0026533



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen UBE2B (RAD6B), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Ubiquitinierungswegen, Histonmodifikation und DNA-Reparaturmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7320
Gen-ID	7320
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63146
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eistasche