

Anti-Ube2C Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000762

Artikelnummer: CM0022157



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2C (UbcH10), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung der Zellzyklusregulation und des Ubiquitin-Proteasom-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	11065
GeneID	11065
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	000762
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistasche