

Anti-Ube2C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00762

Artikelnummer: CM0005494



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen UBE2C (UbcH10), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Zellzyklus und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11065
Gen-ID	11065
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-179 des menschlichen TLR4 (NP_008950.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00762
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel