

Anti-Ube2D1/Sft Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P51668

Artikelnummer: CM0003698



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes UBE2D1/SFT (UbcH5), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Ubiquitin-Signalwegen und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBC5A; E2(17)KB1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7321
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-147 des humanen SFT (NP_003329.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51668
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel