

## Anti-Ube2D2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P62837

Artikelnummer: CM0018476



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2D2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist das Ubiquitin-konjugierende Enzym E2 D2, das am Proteinabbau und der p53-Regulierung beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBE2D2 Kaninchen pAb                                  |
| Bemerkungen/Alias | UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2 |
| Spezies           | Human                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 7322                                                  |
| Gen-ID            | 7322                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                 |
| Herkunft          | Kaninchen                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                    |
| SWISS             | P62837                                                |
| Protein-Gewicht   | 17kDa                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                             |