

Anti-Ube2D3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P61077

Artikelnummer: CM0013606



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen UBE2D3 (UBCH5C), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung von Ubiquitinierung, DNA-Reparatur und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2D3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7323
Gen-ID	7323
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61077
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku