

## Anti-Ube2D4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2X8

Artikelnummer: CM0029730

### Einführung

UBE2D4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt Ubiquitin-konjugierendes Enzym E2 D4 (HBUCE1), 17 kDa. Ideal für Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBE2D4 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | HBUCE1; UBE2D4                                                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| GenID (Human)     | 51619                                                                                                                             |
| GenID             | 51619                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-147 von humanem UBE2D4 (NP_057067.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | Q9Y2X8                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 17kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |