


Anti-Ube2E1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51965

Artikelnummer: CM0017504



Einführung

Anti-UBE2E1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes UBE2E1, ein 21 kDa Ubiquitin-konjugierendes Enzym, das am Proteinabbau und der ISGylierung beteiligt ist. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2E1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBCH6; UBE2E1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7324
Gen-ID	7324
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 von menschlichem UBE2E1 (NP_003332.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51965
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel