

Anti-Ube2E2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Lr5

Artikelnummer: CM0020553



Einführung

UBE2E2 Kaninchen polyklonaler Antikörper (UBCH8) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes UBE2E2 und kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2E2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBCH8; UBE2E2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7325
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-201 von humanem UBE2E2 (NP_689866.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96LR5
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche