

## Anti-Ube2H Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62256

Artikelnummer: CM0029374



### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2H (Ubiquitin-konjugierendes Enzym E2 H, 21 kDa). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | UBE2H Rabbit pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 7328                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-183 von humanem UBE2H (NP_003335.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P62256                                                                                                                     |
| Proteinmasse      | 21 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |