


Anti-Ube2J2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2K1

Artikelnummer: CM0029554



Einführung

UBE2J2 Rabbit pAb, ein für Western Blot und ELISA validierter polyklonaler Antikörper, erkennt humanes, murines und ratten UBE2J2, ein ER-residentes E2-Ubiquitin-konjugierendes Enzym, das an ERAD und der Regulation der Autophagie beteiligt ist. Ideal für die Forschung in Proteindegradationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2J2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Spezies	Human
GeneID (Human)	118424
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem UBE2J2 (NP_477515.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N2K1
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eistasche