

Anti-Ube2L3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Artikelnummer: CM0028668



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2L3 (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2L3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7332
GenID	7332
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 73-212 von humanem UBE2L3 entspricht (NP_001243284.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68036
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel