

Anti-Ube2L3 / Ubch7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Artikelnummer: CM0002596



Einführung

Anti-Ube2L3 / UBCH7 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist das Ubiquitin-konjugierende Enzym E2 L3 (P68036), beteiligt am Proteinabbau und Zellzyklusfortschritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ube2L3 / UBCH7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7332
Gen-ID	7332
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 55-154 von humanem Ube2L3 / UBCH7 (P68036) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68036
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eistasche