

Anti-Ube2L6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Artikelnummer: CM0015558



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Unterstützt Forschung zu Ubiquitin/ISG15-Konjugations- und Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2L6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Spezies	Human
GeneID (Human)	9246
GeneID	9246
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-153 von humanem UBE2L6 entspricht (NP_004214.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14933
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche