

Anti-Ube2L6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Artikelnummer: CM0006633



Einführung

Anti-UBE2L6-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-UBE2L6 (UBCH8/RIG-B), ein E2-Enzym bei der Konjugation von Ubiquitin und ISG15. Geeignet für die Erforschung des Ubiquitin-Proteasom-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2L6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Art	Mensch
Gen-ID	9246
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 54-153 des humanen UBE2L6 (NP_004214.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14933
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku