

Anti-Ube2NL Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Jxb2

Artikelnummer: CM0030540

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2NL (putative Ubiquitin-konjugierende Enzym E2 N-like) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Ubiquitinierungsforschung und Nebenhodengewebestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBE2NL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Li174, UBE2NL
Spezies	Human
Gen-ID	389898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 des humanen UBE2NL (NP_001013007.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5JXB2
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel